



homecare

perfektion rund um
homecare pflegebetten



mühle
müller pflegebetten

medial das häusliche pflegebett



geteilt vollverkleidet

in kürze

- extrem niedrige einstiegshöhe von ca. 40 oder 50 cm
- maximale pflegefreundliche lagerhöhe ca. 80 oder 90 cm
- keine sichtbare technik
- variable liegeflächen mit holz- oder metallgitter
- absoluter freiraum unter der liegefläche
beste unterfahrbarkeit mit z. B. liftern und günstige reinigungsbedingungen
- laufrollenfreistellung u. bremsung in jeder höhe
- wohnlicher teil- oder vollholzbau
- 2-fach liegefläche mittig geteilt mit 2 motoren für rückenlehne und Oberschenkellehne
- werkzeuglos auf- und abbaubar
- hohe sicherheit da keine quetsch- und scherstellen
- lange lebensdauer durch "mühle typische" qualität
- sorgenfrei durch erfüllen aller normen und ständige qualitätskontrollen
- optional bettverlängerung um 100 oder 150 cm
- optional fusstieflage (anti trendelenburg)

hilfsmittelnr. : / pflegemittelnr. :
(ohne trendelenburgstellung)

(mit trendelenburgstellung)



holzleistenliegefläche • optional anti trendelenburg



niedrigbett



transportversion

san lift das komfortable "bett im bett system"



san lift



zusammengeklappt transportversion

in kürze

- die volle wohnlichkeit ihrer bisherigen schlafzimmer atmosphäre beibehalten aber sie mit den technischen hilfsmöglichkeiten der heutigen pflegebettengeneration zu kombinieren war das ziel was wir mit dem „san lift“ für die kunden erreicht und übertroffen haben
- geteilte liegefläche durch elektromotoren stufenlos verstellbar um cm rückenlehne bis $^\circ$ Oberschenkellehne bis $^\circ$ Unterschenkelteil bis $^\circ$
- am liegeflächenrahmen kopfseitig rechts und links angeschweißte steckhülsen für aufrichter lampen oder infusionsständer

liegefläche standard: x cm

alternativen:

breiten cm

längen cm

weitere sondergrößen auf anfrage

hilfsmittelnr : / pflegemittelnr :

nachtschränke

dekor buche
sonderdekore und ausführungen
auf anfrage



dino
ohne betttischplatte



dino
mit ausklappbarer
betttischplatte



dino
mit höhenverstell
und schrägstellbarer
betttischplatte

zubehör



aufrichter



infusionshalter



bettleuchte



matratze



seitengitterschutz



seitengitter
erhöhung



server



müller pflegebetten

verwaltung & produktion

werner mühle
boschstrasse 6
35799 merenberg
tel: +49 (0) 64 71 / 50 65-0
fax: +49 (0) 64 71 / 50 65-13

büro west
wartung, ersatzteile & vertrieb

oststrasse 26
51766 engelskirchen - ründeroth
tel: +49 (0) 22 63 / 96 17-0
oder -16

mail: info@muehle-mueller.de
home: www.muehle-mueller.de