



Hoog-Laag Verpleegbedden

Compromisloze kwaliteit
Overtuigend kosteneffectief



 **m**ühle
müller pflegebetten



Uw competente partner voor

- Zorgbedden
- Bijzondere bedden op maat
- Rusthuiskamers
- Verpleegmeubelen
- Onderhoud, service en onderdelen



Over het bedrijf



Over het bedrijf



De zeer gekende „müller-bedden“ van uitstekende kwaliteit en reeds tientallen jaren op de markt worden nu door Mühle GmbH vervaardigd met dezelfde zorg en hoge standaarden. Zoals bij müller worden ook de relevante normen (mpg + din) strikt gerespecteerd en nageleefd.

Een permanente kwaliteitscontrole verzekert een hoge standaard in productie. Onze zorgbedden zijn daardoor zeer duurzaam. Wij bieden onze klanten een uitgebreid gamma producten aan, hetgeen uniek is voor de Duitse markt en daarbuiten.

De productie van de hoog-laag bedden gebeurt nog steeds in de lokale Duitse productiesite hetgeen een snelle levering van bestellingen en onderdelen aan onze klanten garandeert. Bijkomend professioneel advies wordt steeds verstrekt en uw technici worden door onze techniekafdeling geschoold.

“duurzaam en

zeer kostenefficiënt”



aldena



aldena 5 s

in het kort

- Bijzonder laag bed in standaard uitvoering: 30-76 cm
- Met verdeckte motoren voor- en achteraan waardoor de ruimte onder het bed vrij is
 - Gemakkelijke toegang voor tilliften
 - Eenvoudig en snel te reinigen onder het bed
- Het 4-delig ligvlak heeft een elektrisch verstelbaar rug- en bovenbeensegment
- Dubbele wielen (100 of 75 mm) zijn te blokkeren of vrij te stellen op elke hoogte
- 2 varianten houtombouw voor hoofd- en voetuit einde met geïntegreerd onrusthekken
- Keuze uit lattenbodem of metaal rooster ligvlak
- onmogelijk om zich te kwetsen of in te knellen bij positieverstelling

Opties

- Verlenging tot 220 cm met extra set
- Extra laag tot 25 cm of zelfs 22 cm (aldena 5nb) – hoogte tot 68 cm
- (Anti-) Trendelenburg positie
- Centrale vergrendeling per 2 wielen
- Auto-regressie rugsteun



aldena 5 s



anti-trend positie • aldena nb



extra laag bed • aldena nb



gepositioneerd ligvlak



met één voetdruk op 4 dubbele wielen

in het kort

- Bijzonder bedieningsvriendelijk voor uw personeel en gemakkelijk in gebruik voor de bewoner
- Elektrische hoog-laag verstelling van 80 naar 40 cm
- Verrijdbaar in elke hoogtestand
- Het 4-delig ligvlak heeft een elektrisch verstelbaar rug- en bovenbeensegment
- Tandstrook verstelling voor het onderbeensegment
- Keuze uit lattenbodemplank of metaal rooster ligvlak
- Het ligvlak kan gemakkelijk en snel van het onderstel verwijderd worden waardoor transport of verhuis door smallere deuren vergemakkelijkt

Opties

- Verlenging tot 220 cm met extra set
- Auto-regressie rugsteun



ligvlak ontkoppelingsknop



hoogwaardige tandstrook



centrale wielblokkering

in het kort

- Aan te raden voor zorginstellingen die op zoek zijn naar uiterst duurzame verpleegbedden
- Elektrische hoog-laag verstelling van 80 naar 40 cm
- Beschikt over hoge wielen (12,5 cm) waardoor het gemakkelijk verrijdbaar is, in alle mogelijke hoogtestanden, en gemakkelijk toegankelijk voor tilliften
- Keuze uit lattenbodemplank of metaal rooster ligvlak
- Maximum personengewicht tot 155 kg
- Verschillende design varianten voor hoofd- en voeteinde met geïntegreerde dubbele onrusthekkens

Opties


- Verlenging tot 220 cm met extra set
- Centrale vergrendeling van de 4 wielen
- Auto-regressie rugsteun
- Dekenrekje



4-delig ligvlak



variant voor hoofd- en voeteinde





Hydraulisch bed met centrale wielblokkering



4-delig ligvlak

in het kort

- Hoog-laag verstelling van 80 naar 40 cm
- Eenvoudig verrijdbaar en wendbaar door de kogelgelagerde wielen (12,5 cm)
- Goede toegang voor tilliften
- Zeer hoge levensduur door zijn uiterst stabiele constructie
- Keuze uit lattenbodemplak of metaal rooster ligvlak
- Verschillende design varianten voor hoofd- en voeteinde

Opties

- Verlenging tot 220 cm met extra set
- Centrale wielvergrendeling



elisa




elisa-lux

in het kort

- Elektrische hoog-laag verstelling van 80 naar 40 cm
- Elisa-Lux krijgt een extra attractieve houtafwerking op de zijkanten
- Keuze uit lattenbodem of metaal rooster ligvlak
- Beschikt over wendbare wielen waardoor het gemakkelijk verrijdbaar is, in alle mogelijke hoogtestanden
- Maximum personengewicht tot 135 kg
- Bedbreedte van 101 cm, maar kan ook smaller gemaakt worden
- Praktische handbediening

Opties

- Centrale wielvergrendeling
- Verhoogd front- en voeteinde met hogere onrusthekkens (3)
- Bedverlenging tot 220 cm



elisa-flex



Elisa-Flex met 3 onrusthekkens





forza 120




ligpositie

in het kort

- Elektrische verstelbaar hoog-laag bed in een uitvoering voor grotere en zwaardere patiënten tot 300 Kg
- Standaard breedte van het Forza bed is 120 of 140 cm
- Ligvlak is opgedeeld in 3 of in 4 delen.
- Het bovenstuk (ligvlak) kan snel en eenvoudig van het onderstel verwijderd worden voor gemakkelijk transport
- Bijzonder bedieningsvriendelijk voor het personeel en gebruiksvriendelijk voor de bewoner.
- Alle of selectieve blokkering van de elektrische functies

Opties

- Verlenging tot 220 cm met extra set
- Centrale vergrendeling van de 4 wielen
- Dekenrekje



mobilia



mobilia cura



mobilia in action

in het kort

- Ligvlak draait vrij naar beide zijden
- Hoogte elektrisch instelbaar van 40 tot 80 cm (optie = extra laag tot 30 cm)
- Elektrisch verstelbaar rug- en beensegment
- Ligvlak met lattenbodem of metaal rooster
- Wielvergrendeling, hetzij centraal, per 2 of
- individueel, afhankelijk van het model
- Patiënten gewicht tot 150 kg (cura) en tot 135 kg (casa en integra)
- Variatie in houtafwerking (met uitzondering van Intergra)
- Veiligheid voor gebruiker en zorgverstreker verzekerd

Drie versies die een veelzijdige inzet toelaten:
Mobilia Cura - Mobilia Casa - Mobilia Integra



mobilia casa



mobilia integra



4-delig ligvlak

in het kort


- Het 4-delig ligvlak, in het midden onderbroken, is elektrisch verstelbaar in hoogte tussen 40-80 cm
- Rug- en bovenbeensegment is eveneens elektrisch verstelbaar
- Vrije ruimte onder het bed, dus ook vrij voor lift of gemakkelijk in onderhoud.
- Wielen te blokkeren of vrij te stellen op elke hoogte
- Lattenbodem of metaal rooster ligvlak

Opties

- Verlenging tot 220 cm
- Extra laag tot 25 cm – hoogte tot 66 cm
- (Anti-) Trendelenburg positie



lattenbodem ligvlak, optioneel Anti-Trend



extreem laag bed



plaatsbesparende transportversie

toebehoren



dino 1



dino 2



dino 3

nachtkastjes

bekleding



esdoorn



kleerkast met afsluitbaar vak



commode

kleerkast & commode



beuk,
licht of natuur



3-delig



verhoging



beschermhoes

onrusthekkens



notelaar



tafel



bijzettafel




stoelen


tafels & stoelen



kerselaar



zelfoprichter



infuushouder



bedverlichting



matras



eik

Technische Gegevens

	aldena	allegra	rosana	sina	mobilia cura	mobilia casa	mobilia integra	elisa	forza	medial
lengte	220 cm	208 cm	208 cm	208 cm	206 cm	211 cm	198 cm	206 cm	208 cm	211 cm
breedte	101 - 107 cm	105 cm	105 cm	105 cm	101 cm	103 cm	92 cm	101 cm	155 cm	103 cm
lengte liggedeelte	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	198 cm	200 cm	200 cm	200 cm
breedte liggedeelte	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	140 cm	90 cm
max. hoogt-einstelling	63 / 71,5 cm	80 cm	80 cm	80 cm	82 cm	66,5 - 80 cm	80 cm	82 cm	80 cm	66,5 - 80 cm
min. hoogt-einstelling	22 / 30,5 cm	40 cm	40 cm	40 cm	42 cm	25 - 40 cm	32 or 40 cm	42 cm	40 cm	25 - 40 cm
max. ligge-wicht	185 kg	185 kg	170 kg	170 kg	150 kg	150 kg	150 kg	170 kg	315 kg	170 kg
max. pati-enten gewicht	170 kg	170 kg	155 kg	175 kg	130 kg	120 kg	120 kg	150 kg	300 kg	135 kg
nood-stroom	9 v batterij	9 v batterij	9 v batterij	9 v batterij	accu	9 v batterij	9 v batterij	accu	9 v batterij	9 v batterij
max. rug-stand	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°
max. benen-stand	20°	20°	20°	20°	32°	20°	20°	32°	20°	20°
trendelen-burg opties	+/- 11°	+/- 11°	N / A	N / A	N / A	+/- 11°	+/- 11°	N / A	N / A	+/- 11°
bedverlen-ging mogelijk	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	N / A	N / A	20 cm	20 cm	20 cm	10 cm 20 cm

Verdeler in België

Orthobroker bvba
Creyboschlaan 20
2520 Ranst
www.orthobroker.com
info@orthobroker.com
+ 32 3385 1075



müller pflegebetten

produktion

werner mühle
boschstrasse 6
35799 merenberg

tel: +49 (0) 64 71 / 50 65-0
fax: +49 (0) 64 71 / 50 65-13

home: www.muehle-mueller.de
mail: info@muehle-mueller.de



handels- u. vertriebs gmbh

vertrieb, wartung & ersatzteile

oststrasse 26
51766 engelskirchen

tel: +49 (0) 22 63 / 96 17-0
fax: +49 (0) 22 63 / 96 17-50

mail: info@muehle-mueller.de