



# BraceID<sup>®</sup>

ENJOY<sup>O</sup>UREHAB

*Laten we eens kijken!*





## Torso



- Universele Rigide Nekorthese ..... 4
- Soepele Halskraag - Medium Densiteit ..... 5
- Lumbo Sacrale Orthese ..... 6
- Lumbaal Rugbandage (Contoured) ..... 7
- Lumbaal Rugbandage (Double Cross) ..... 7
- SpineBoard: Dorsale Spalk met Rugbandage ..... 8
- Abdominale Bandages ..... 10

## Bovenste Lidmaat



- Universele Comfort Arm Sling ..... 12
- OrthoSling ..... 12
- Comfort Schouder Immobiliser ..... 13
- Schouder ABDuctie Kussen 15° ..... 14
- ROM Elleboog Orthese ..... 15
- Epicondylitis Elleboogband ..... 16
- D-Ring Polsbrace & LANGE D-Ring Polsbrace ..... 17
- D-Ring Pols-Duimbrace ..... 18
- Duimspalk ..... 19
- Stack Vingerspalken ..... 19

## Onderste Lidmaat



- Functionele 4-Punts Knieorthese ..... 21
- Universele Post-Op ROM Knieorthese ..... 22
- COOL ROM Knieorthese ..... 23
- Tri-Panel Knie Immobilisatoren ..... 24
- Kniebandage met polycentrisch scharnier ..... 25
- Kniebandage met spiraalveer ..... 26
- Post Trauma Knee Dressing (PTKD) ..... 27
- Enkelorthese met Vetersluiting ..... 28
- Functionele Stirrup Enkelorthese ..... 29
- Ankle Wrap ..... 30
- Shield Walkers Hi Top ..... 31
- LOW Shield Walker ..... 32
- Walker Hi Regular ..... 33
- Short Regular Walker ..... 34
- ROM Walkers (Standard liner/AIR liner) ..... 35
- KiDS Walker ..... 36

TORSO

*Comfortabele  
pasvorm*





## Kenmerken en Voordelen

- Universele Kraag, gemakkelijk aan te passen in hoogte en omtrek:
  - Hoogteaanpassing dmv uitschuifbaar systeem (groene knop).
  - Omtrekaanpassing met klittenbanden aan beide zijden.
- Kwaliteitsvolle plastic met flexibele randen.
- Badstof mousse bekleding verschaft comfort en de nodige bescherming.
- Extra polstering voor optimale hygiëne is beschikbaar.
- 1 enkele maat voor het grootste deel van de populatie.

## Indicaties

- Post-operatieve immobilisatie
- Ernstige spondylitis
- Ernstig cervicaal syndroom
- Cervicale discus hernia
- Stabiele fractuur van een cervicale halswervel



Nekomtrek	Omschrijving	Code Nr.
25 - 48 cm	Rigide Nekorthese	12-0082-1

### Productsamenstelling

Polyester, Nylon, PU Schuimpolstering en Plastic





## Soepele Halskraag - Medium Densiteit

### Kenmerken en Voordelen

- Anatomisch gevormde mousse zorgt voor een comfortabele en effectieve pasvorm.
- De hoge achterzijde geeft een superieure ondersteuning in extensie.
- Afgeronde mousse rand aan de huidzijde zorgt voor extra draagcomfort.
- Bijkomend, wasbaar katoenen stockinet hoes voor verbeterde patiëntenhygiëne.
- Aanpasbare haak- en lusluitingen zijn geschikt voor een grote reeks halsomtrekken.
- Verkrijgbaar in verschillende hoogtes.

### Indicaties

- Acuut of chronisch pijnsyndroom in de cervicale regio
- Whiplash accidenten
- Rheumatoïde Arthritis



Nekomtrek	Halshoogte	Code Nr.
22 - 48 cm	6 cm	11-0086-6
28 - 49 cm	8 cm	11-0086-8
28 - 52 cm	10 cm	11-0086-10
28 - 52 cm	12 cm	11-0086-12

### Productsamenstelling

PU Schuimpolstering, Katoen, Nylon en Lycra



## Kenmerken en Voordelen

- Modulair systeem met verwijderbaar, hoog rugpaneel en verwijderbare side pads.
  - Volledige aanpassing mogelijk naargelang de aard van het probleem of de progressie tijdens de revalidatie.
  - Bezorgt de patiënt aangepaste steun, comfort en gebruiksgemak.
- De BraceID® Lumbo Sacrale Orthese, met zijn rigide anterieure and posterieure panelen, reikt van S1 tot Th9.
  - Het ergonomisch rugpaneel zorgt voor gerichte bewegingscontrole in de sectie S1-T9.
  - Laterale support wordt verkregen door rigide laterale pads. Deze pads creëren een intra-cavitaire druk tussen bekken en ribben waardoor de druk op de intervertebrale schijven wordt verminderd. De laterale support wordt verkregen via een mechanisch treksysteem dat de patiënt zelf kan passen (aantrekken of lossen).
- Het concept laat de patiënt toe om actief mee te werken aan het behandelingsprotocol: door de intra-cavitaire druk te verhogen, kan de patiënt de druk op de wervelkolom verminderen.
- Met aanpasbare en universele frontpanelen kan een volledige patiëntengroep bediend worden van lendenomtrek 70 cm tot ± 170 cm (5XL !).

## Indicaties

- Lumbale mechanische rugpijn
- Spinale Stenose
- Trauma aan rugwervel
- Spondylolisthesis
- Facetsyndroom
- Post-Op stabilisatieprotocol, na Laminotomie, Foraminotomie, Anterieure Laparoscopische Fusie en Multilevel Decompressie

Lendenomtrek	Maat	Code Nr.
70 - 170 cm	Universeel	12-0081-3

**Productsamenstelling**  
Polyester, Polyamide, Spandex, PU Foam, Neoprene en Plastic



Easymakkelijk systeem trek systeem



Stabiel en flexibel support de rugleuning



## Lumbaal Rugbandage (Contoured)

### Kenmerken en Voordelen

- Contouren van de elastiek hebben een anatomische pasvorm.
- Extra banden in de rug accentueren de lordose en geven een optimale rugondersteuning.
- Vier semi-rigide aluminium baleinen in het rugdeel met lordose contour.
- Twee spiraalveerbaleinen aan de voorzijde voor extra steun.
- Frontale klittenbandsluiting met extra vingerlus om het aanleggen te vergemakkelijken.
- Hoogte vooraan 18cm / dorsaal 26 cm.

### Indicaties

- Lage rugpijn
- Lumbago
- Overbelastingsletsels



Lendenomtrek	Maat	Code Nr.
67 - 80 cm	Small	11-0081-S
78 - 92 cm	Medium	11-0081-M
89 - 105 cm	Large	11-0081-L
103 - 130 cm	X-Large	11-0081-XL

#### Product Composition

Polyester, Nylon, Spandex, PU Foam, Aluminium en Plastic



## Lumbaal Rugbandage (Double Cross)

### Kenmerken en Voordelen

- Hoogwaardige rib elastiek voor een aangepaste verluchting van de huid.
- Dorsaal dubbel gekruiste banden voor optimale rugondersteuning.
- Vier semi-rigide aluminium baleinen in het rugdeel met lordose contour.
- Twee plastic baleinen aan de voorzijde voor extra steun.
- Frontale klittenbandsluiting met extra vingerlus om het aanleggen te vergemakkelijken.
- Hoogte vooraan 19cm / dorsaal 26cm.

### Indicaties

- Lage rugpijn
- Lumbago
- Overbelastingsletsels



Lendenomtrek	Maat	Code Nr.
69 - 80 cm	Small	11-0082-S
80 - 96 cm	Medium	11-0082-M
96 - 112 cm	Large	11-0082-L
112 - 130 cm	X-Large	11-0082-XL
130 - 148 cm	XX-Large	11-0082-XXL

#### Productsamenstelling

Polyester, Nylon, Spandex, PU foam, Aluminium en Plastic



De SpineBoard-orthese bestaat uit een met textiel beklede kunststof spalk, versterkt met 2 aluminium steunen, die in een lendegordel wordt gestoken. Extra schouderbanden trekken het lichaam van de patiënt achterwaarts, tegen de spalk aan.

Bij het dragen van het SpineBoard worden de rugspieren geactiveerd.

Het bovenste deel van het lichaam recht zichzelf en de bochel, typisch voor osteoporose, wordt tegengewerkt. Het BraceID®-ontwerp laat de patiënt toe normaal te ademen en schouders en armen vrij te bewegen. Het apparaat is speciaal aangepast voor de doelgroep van oudere personen met een beperktere beweeglijkheid van ledematen.



### Kenmerken en Voordelen

- De plastic spalk heeft een S-vorm die een normale lumbale lordose en thoracale kyfose weergeeft.
  - Een verticale open goot in het midden moet druk op de beenderige uitsteeksels van de processus spinosus voorkomen.
  - 2 dunne, gevormde aluminium staven aan elke kant van deze opening bieden ondersteuning aan de plastic spalk. Extra zachte polsterstrips zijn bevestigd in de spalk voor comfort.
  - De spalk is gewikkeld in een textiel jasje om het een discreet uiterlijk te geven voor de patiënt.



- De lendensteun bevat ook extra functies om ouderen met behendigheidsproblemen te helpen.
  - De rugbandage heeft bredere steekzakken om de applicatie gemakkelijker te maken.
  - Aan het einde van de zijbanden zijn extra vingerlussen aangebracht om deze comfortabeler aan de zijkant van het lichaam te grijpen.
- Beide schouderriemen hebben een metalen gesp met een rolsysteem om de toepassing voor alle type patiënten te vergemakkelijken. Bovendien is het verwijderbare Y-tab-sluitsysteem aan het einde van elke riem dikker gemaakt, zodat de banden niet per ongeluk door deze ringen kunnen schuiven.
- De zijbanden zijn in V-vorm aan de achterkant van de rugbandage bevestigd om de spinale spalk zo dicht mogelijk bij het lichaam te houden.
- Beperkt aantal maten voor een beperkte voorraad.

Combineer volgende onderdelen volgens de noden van de patiënt:

- 3 lengtes voor Spinal Splints (hoogte: 46-51-56 cm)
- 4 Rugsteunen (lendenomtrek: van 60 tot 125 cm)

## Indicaties



- Thorcale en / of lumbale osteoporotische wervelbreuken
- Juveniele osteochondrose
- Kyfose met chronische rugpijn
- Osteoporose



(1)



## A en B samenvoegen

	Rugbandage		<b>1x A + 1x B</b>	Dorsale Spalk		
	A	Maat		Maat	B	
50 - 64 cm	12-0084-XS	X-Small		X-Small	12-0083-40	40 cm
63 - 75 cm	12-0084-S	Small		Small	12-0083-46	46 cm
73 - 90 cm	12-0084-M	Medium		Medium	12-0083-51	51 cm
88 - 105 cm	12-0084-L	Large		Large	12-0083-56	56 cm
103 - 125 cm	12-0084-XL	X-Large				
120 - 140 cm	12-0084-XXL	XX-Large				

### Productsamenstelling : SpineBoard

Polyester, Nylon, Spandex en PU Schuimpolstering

## Abdominale Bandages



### Kenmerken en Voordelen

- Lichtgewicht en ademende elastiek verhoogt het draagcomfort.
- Eenvoudige haak en lusluiting vergemakkelijkt het aanbrengen en verwijderen.
- De elastische stof is haakreceptief wat de maatkeuze eenvoudiger maakt.
- Wasbaar voor verbeterd comfort en patiënthygiëne.
- Bevat geen latex.

### Indicaties

- Post-operatieve interventies
- Ondersteuning na correctieve (cosmetische) buikchirurgie of liposuctie


Lendenomtrek	Maat	Code Nr.
65 - 75 cm	X-Small	11-0085-1
70 - 86 cm	Small	11-0085-2
80 - 95 cm	Medium	11-0085-3
90 - 105 cm	Large	11-0085-4
100 - 125 cm	X-Large	11-0085-5
120 - 140 cm	XX-Large	11-0085-6

### Productsamenstelling

Polyester, Nylon, PU Schuimpolstering en Spandex



BOVENSTE  
LIDMAAT



Hmmm...  
Enjoy your rehab!

## Universele Comfort Arm Sling



### Kenmerken en Voordelen

- De BraceID® armsling is licht, voelt heel zacht aan en is comfortabel om te dragen.
- Het elastisch textiel van de enveloppe past zich gemakkelijk aan de vorm van de arm aan.
- In de hoesjes aan de binnenkant van de enveloppe kunnen persoonlijke bezittingen bewaard worden.
- De brede en zachte nekband biedt extra comfort t.h.v. nek en schouder.
- Sluitsysteem met Y-tab klittenband (sling kan makkelijk ingekort worden tot de gewenste lengte).
- Universele maat, past links of rechts.



### Indicaties

- Letsels aan arm, elleboog of hand
- Ondersteuning bij gipsimmobilisatie
- Clavicula fractuur

#### Lengte Voorarm

35 - 45 cm

#### Maat

Universeel

#### Code Nr.

11-0064-U

#### Productsamenstelling

Polyester, Nylon, PU Schuimpolstering en Metaal

## OrthoSling



OrthoSling is een gemakkelijk en snel aan te brengen immobilisatiesysteem voor schouder en elleboog.

### Kenmerken en Voordelen

- Zachte, niet rekbare en comfortabele PU foam band.
- Bevat een gemakkelijk te hanteren klittenband sluitsysteem, gefixeerd aan het ene uiteinde, en verwijderbaar aan de andere zijde (Y-tab). Dit laat een snelle lengteaanpassing van de band toe.
- 190 cm lengte.
- Ziekenhuis verpakking met 5 stuks per doos.
- Zeer veelzijdig in de toepassingen.

### Indicaties

- Post-Op of Post-Trauma immobilisatie van het bovenste lidmaat.
- Ondersteuning van de arm na gipsapplicatie.



#### Type

Doosje met 5 rollen

#### Strap Lengte

190 cm elke rol

#### Code Nr.

11-0061-5

#### Productsamenstelling

Nylon, Polyester en PU Schuimpolstering





# Comfort Schouder Immobiliser

## Kenmerken en Voordelen

- De extra zachte nekpolstering verschaft bijkomend comfort aan de patiënt.
- Sluitsysteem met Y-tab klittenband (banden worden ingekort tot de gewenste lengte) zorgen voor een veilige sluiting en een correcte klinische positionering van de arm.
- De enveloppe met drukknopsluiting laat toe deze snel te openen voor een mobilisatie van de arm of persoonlijke hygiëne, zonder de sling volledig te moeten afnemen.
- De unieke fixatie van de lendenband op de enveloppe t.h.v. de pols laat extra handfunctie toe.
- Een zachte duim-lus helpt mee de sling in de correcte positie te houden.
- **COMFORT PLUS:** extra handige zakken op de draagdoek bieden voordelen voor de patiënt met één hand.



## Indicaties

- Dislocatie van de schouder
- Post-op of post-trauma immobilisatie van de humerus
- Letstels aan zachte weefsels van de schouder.
- Schouder arthroscopie

Lengte Voorarm	Maat	Comfort	Comfort Plus
14 - 19 cm	X-Small	11-0065-XS	
19 - 25 cm	Small	11-0065-S	11-0068-S
25 - 30 cm	Medium	11-0065-M	11-0068-M
30 - 35 cm	Large	11-0065-L	11-0068-L
> 35 cm	X-Large	11-0065-XL	11-0068-XL

## Productsamenstelling

Nylon, Polyester, PU Schuimpolstering, Plastic en Metaal





## Kenmerken en Voordelen

- Het driepunts sluitingsysteem vermijdt druk in de nek en is tevens eenvoudig aan te leggen. Bovendien zorgen extra zachte nek- en okselpolstering voor bijkomend comfort.
- Klik-gespen als sluitsysteem zorgen voor een veilige fixatie en een correcte klinische positionering van de arm.
- Bandlengte kan gemakkelijk aangepast worden door ze in te korten en de Y-tab haakbanden aan de uiteinden te herpositioneren.
- De zachte enveloppe kan snel geopend worden voor een mobilisatie van de arm of voor persoonlijke hygiëne, zonder dat sling of kussen volledig moet afgenomen worden.
- Applicatieinstructies voor linkse of rechtse toepassingen zijn eenvoudig door de kleurcode van polstering voor nek en okselband.

## Indicaties

- Biedt ondersteuning en immobilisatie in geval van rotator cuff chirurgie, herstel gewrichtskapsel, Bankart reparaties of algemene schouder instabiliteiten.

Lengte Voorarm	Maat	Code Nr.
34 - 38 cm	Small	11-0066-S
37 - 43 cm	Medium	11-0066-M
42 - 48 cm	Large	11-0066-L
+ 48 cm	X-Large	11-0066-XL

### Productsamenstelling

Polyester, Nylon, PU Schuimpolstering en Plastic





## Kenmerken en Voordelen

Snelle en effectieve elleboogimmobilisatie met de optie om de beweging binnen een bepaald bereik toe te staan of te beperken.

- Een formaat dat het meest geschikt is:
  - Kies links of rechts.
  - "Eén drukknop" voor telescopische lengteverstelling van 37 tot 46 cm.
  - Voorkomt het vasthouden van meerdere SKU's en de kosten voor het opslaan van meerdere maten.
- Snelle aanpassing van de ROM:
  - Door eenvoudig op de draaiknop te drukken en de instellingen te draaien.
  - Voorkomt dat de patiënt de ROM kan manipuleren met "lock caps" op de drukknoppen. <sup>(1)</sup>
  - Optie om extra te vergrendelen in 4 standen "0° - 15° - 30° - 45°".
- Verstelbare riemen:
  - Handige Y-tab sluithaak voor eenvoudige montage en snelle verwijdering.

## Indicaties

- Olecranon of distale humerusfracturen (stabiel of intern gefixeerd)
- Conservatieve behandeling van elleboogverstoring of luxatie
- Postoperatieve immobilisatie van de elleboog- of ROM-controle van de elleboog of ROM-regeling voor de elleboog
- Ernstige Elleboogverstuikingen



<sup>(1)</sup> ROM instellingen / Lock Cap



Flexibel vleugelmanchet

	Universeel	Brace Lengte	Code Nr.
Links	Universeel	37 - 46 cm	12-0060-1
Rechts	Universeel	37 - 46 cm	12-0060-2

### Productsamenstelling

Polyester, Nylon, PU-schuim, Plastic en Glasvezel



## Kenmerken en Voordelen

- De Elbow Strap is geschikt voor de meeste sportactiviteiten en voor dagelijks gebruik.
- Een silicone pelotte oefent een gelijkmatige druk uit op de onderarm en ontlast zo de pezen van buig- en strekspieren.
- De band blijft goed ter plaatse zitten bij maximale buiging van de elleboog.

## Indicaties

- Behandeling van tenniselleboog (epicondylitis lateralis) of golfer's elleboog (epicondylitis medialis)

Elleboogomtrek	Maat	Code Nr.
21 - 33 cm	Universal	11-0063-U

**Productsamenstelling**  
Nylon, Polyester,  
PU Schuimpolstering







# D-Ring Polsbrace & LANGE D-Ring Polsbrace

## Kenmerken en Voordelen

- 3D monofilament materiaal zorgt voor een goede huidverluchting en optimaal patiëntencomfort.
- Design en vorm speciaal ontworpen voor een ideale steun en behoud van handfuncties.
  - Eén palmaire voorgevormde en aanpasbare aluminium steun.
  - Twee dorsale plastieken baleinen voor een betere stabilisatie van de pols.
- Gemakkelijk aan te leggen door het koker concept.
- Zowel linkse als rechtse versie.

## Indicaties

- Verstuikingen v.d. pols
- Tendinitis of tenovaginitis
- Overbelastingsletsels
- Secundaire behandeling na fracturen



	Polsomtrek	Maat	Kort	Lang
Links	13 - 16 cm	Small	11-0043-SL	11-0045-SL
	16 - 18 cm	Medium	11-0043-ML	11-0045-ML
	18 - 20 cm	Large	11-0043-LL	11-0045-LL
	20 - 23 cm	X-Large	11-0043-XLL	11-0045-XLL
Rechts	13 - 16 cm	Small	11-0043-SR	11-0045-SR
	16 - 18 cm	Medium	11-0043-MR	11-0045-MR
	18 - 20 cm	Large	11-0043-LR	11-0045-LR
	20 - 23 cm	X-Large	11-0043-XLR	11-0045-XLR

### Productsamenstelling

Nylon, Polyester, Cotton, Spandex, Plastic and Aluminium

*Lange versie*



## Kenmerken en Voordelen

- 3D monofilament materiaal zorgt voor een betere huidverluchting en optimaal patiëntencomfort.
- Design en vorm speciaal ontworpen voor een ideale steun en behoud van handfuncties.
- Voorgevormde en aanpasbare aluminium steun voor pols.
- Een korte en lange voorgevormde plastic steun voor de duim = gradaties in steun. <sup>(1)</sup>
- Twee dorsale plastieken baleinen voor een betere stabilisatie van de pols.
- Gemakkelijk aan te leggen door het koker concept.
- Zowel linkse als rechtse versie.

## Indicaties

- Verstuikingen v.d. pols
- Tendinitis of tenovaginitis
- Rhizartrose
- Secundaire behandeling na fracturen



	Polsomtrek	Maat	Code Nr.
Links	13 - 16 cm	Small	11-0047-SL
	16 - 18 cm	Medium	11-0047-ML
	18 - 20 cm	Large	11-0047-LL
	20 - 23 cm	X-Large	11-0047-XLL
Rechts	13 - 16 cm	Small	11-0047-SR
	16 - 18 cm	Medium	11-0047-MR
	18 - 20 cm	Large	11-0047-LR
	20 - 23 cm	X-Large	11-0047-XLR

### Productsamenstelling

Nylon, Polyester, Katoen, Spandex, Plastiek en Aluminium



## Duimspalk

### Kenmerken en Voordelen

- 3D monofilament materiaal zorgt voor een betere huidverluchting en optimaal patiëntencomfort.
- Design en vorm speciaal ontworpen voor een ideale steun en goede handfunctionaliteit.
- Een symmetrisch plastic inzetstuk verschaft een uitstekende universele links-rechts pasvorm.
- De kleinere polsmanchette hindert nauwelijks de polsbewegelijkheid.
- Enkel 3 maten. Reduceert de te houden voorraad.

### Indicaties

- Ligamentletsels v.h. MCP duimgewricht (vb. skiduum)
- Tendinitis of tenovaginitis
- Rhizartrose



	Polsomtrek	Maat	Code Nr.
Universeel	13 - 16 cm	Small	11-0042-S
	16 - 19 cm	Medium	11-0042-M
	19 - 23 cm	Large	11-0042-L

### Productsamenstelling

Nylon, Polyester, PU Schuimpolstering, Spandex en Plastic



## Stack Vingerspalken

### Kenmerken en Voordelen

- Beschermt vingertop en nagelbed.
- Het geperforeerde plastic laat luchtcirculatie toe, voorkomt vochtophoping en onaangename geurtjes.
- 8 maten beschikbaar.

### Indicaties

- Mallet finger (extensor pees trauma vh DIP gewricht)
- Postoperatief na avulsie ruptuur van DIP extensorpees



Maat	Transparant	Beige
1	11-0046-1T	11-0046-1B
2	11-0046-2T	11-0046-2B
3	11-0046-3T	11-0046-3B
4	11-0046-4T	11-0046-4B
5	11-0046-5T	11-0046-5B
5 1/2	11-0046-55T	11-0046-55B
6	11-0046-6T	11-0046-6B
7	11-0046-7T	11-0046-7B

Productsamenstelling  
PVC

ONDERSTE  
LIDMAAT

*Functioneel  
en elegant!*







## Functionele 4-Punts Knieorthese

### Kenmerken en Voordelen

- Ultra sterk en buigbaar aluminium structuur (4-punt principe).
  - Het poly-centrisch scharnier imiteert de anatomische beweging van de knie.
  - Buitengewone anti-slip polstering voorkomt overdreven neerwaarts schuiven.
  - De genummerde banden zorgen voor het keer op keer correct aanbrengen van de brace.
- Band nr. 6 moet verwijderd worden voor de behandeling van ACL letsels.
- Een set van kniepolstering in verschillende diktes laat een perfecte aanpassing van de brace aan de kniebreedte van de patiënt toe.
  - Een reeks van flexie (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, & 90°) en extensie stops (0°, 10°, 20°, 30°, 40°) maakt het mogelijk de bewegingsvrijheid van de knie te controleren.

### Indicaties

- Ondersteuning na ruptuur of beschadiging van ACL, PCL of MCL ligamenten.
- Complexe instabiliteit van het kniegewricht door trauma of degeneratieve oorzaken
- Post-Op therapie na kruisband chirurgie

	<b>Dijbeen omtrek 15 cm boven de patella</b>	<b>Maat</b>	<b>Code Nr.</b>
Links	39 - 47 cm	Small	12-0022-SL
	48 - 52 cm	Medium	12-0022-ML
	53 - 60 cm	Large	12-0022-LL
	61 - 67 cm	X-Large	12-0022-XLL
Rechts	39 - 47 cm	Small	12-0022-SR
	48 - 52 cm	Medium	12-0022-MR
	53 - 60 cm	Large	12-0022-LR
	61 - 67 cm	X-Large	12-0022-XLR

### Productsamenstelling

Polyester, Nylon,  
PU Schuimpolstering,  
Plastic, Aluminium  
en Staal



Anti-slip vulling



## Kenmerken en Voordelen

- Een unieke en veelzijdige, universele orthese.
  - De brace kan extreem kort gemaakt worden (45 cm) en behoorlijk lang (60cm).
  - Het kan een grote variëteit aan beenlengtes en -omtrekken aan.
- De kleine oppervlakte van de polstering maakt de brace luchtig.
  - Met de anti-slip mousse polstering blijft de brace eveneens goed op z'n plaats zitten.
  - Kleine stukjes haak klittenband aangebracht aan de buiten, achterzijde van de plastic manchettes zorgen ervoor dat na installatie de banden aan de manchettes blijven kleven tussen de scharnierstangen achteraan. Hierdoor blijven de scharnierstangen in de juiste positie telkens de orthese wordt afgenomen en terug aangelegd.
- Eenvoudig klik-gespen vergemakkelijken eveneens het aan en uitdoen van de orthese.
  - Het scharnier is gemakkelijk in te stellen om de ROM van de knie aan te passen. Het beschikt eveneens over een "drop lock" <sup>(1)</sup> systeem om de brace te blokkeren in 0°; 15°; 30° & 45° <sup>(2)</sup>.
  - Bevat "Lock Cap" dopjes om ROM te blokkeren.



## Indicaties

- Post-operatieve ingrepen aan de knie
- Knie trauma (ligamentletsels)
- Stabiele fracturen in de knieregio

	Patiënthoogte	Brace lengte	Code Nr.
Universeel	1,40 - 1,90 m	44 - 60 cm	12-0021-U

### Productsamenstelling

Polyester, Nylon, PU Schuimpolstering, Plastic en Glasvezel



<sup>(1)</sup> ROM instellingen / Lock Cap



<sup>(2)</sup> Positievergrendeling



<sup>(3)</sup> Strap foam pads



### Kenmerken en Voordelen

- Aluminium stangen aan weerszijden voor een stevige fixatie.
- Eenvoudig aanpasbaar scharnier om de bewegingsvrijheid te controleren.
- Zachte polstering voor extra patiëntencomfort en beperkt in oppervlakte, hetgeen warmteontwikkeling onder de brace reduceert.
- Eenvoudige en snel te verstellen klittenbandsluiting.
- Beperkte voorraad met slechts 2 maten.

### Indicaties

- Post-operatieve ingrepen aan de knie
- Knietrauma (ligamentletsels)
- Stabiele fracturen in de knieregio



	Patiënthoogte	Brace lengte	Code Nr.
Universeel	1,50 - 1,90 m	57 cm	12-0023-1
Kort	< 1,50 m	50 cm	12-0023-2

### Productsamenstelling

Polyester, Nylon, PU Schuimpolstering, Plastic, Aluminium en Koolstofstaal

# Tri-Panel Knie Immobilisatoren



## Kenmerken en Voordelen

- Twee rechte laterale en 2 voorgevormde posterieure aluminium baleinen die verwijderd kunnen worden om ze gemakkelijk in vorm aan te passen en voor onderhoud.
- Voorgevormde laterale baleinen bij de 20° brace.
- Zachte badstof aan de binnenzijde voor comfort.
- 2 extra losse sluitbandjes om het hoofdpaneel gemakkelijk te positioneren.
- Klittenbandsluiting voor snelle aanpassingen.
- Beperkte voorraad met universele maten (dijomtrek van 35cm tot 65cm) en slechts 4 lengtes.

## Extra voor Click Closure Versie

- Comfortabel kliksluitingssysteem voor snel en eenvoudig aanbrengen en verwijderen 2 horizontaal.
- 2 Horizontale siliconen strips in de startonderbreker om uitglijden te voorkomen.

## Indicaties

- Post-operatieve ingrepen aan de knie
- Knie trauma (ligamentletsels)
- Kleine breuken in de knieregio



	Patiënthoogte	Brace lengte	0°	20°	0° Click Closure
Universeel	< 1,40 m	40 cm	11-0021-40	11-0026-40	11-0031-40
	1,40 - 1,70 m	50 cm	11-0021-50	11-0026-50	11-0031-50
	1,40 - 1,75 m	55 cm	11-0021-55	11-0026-55	11-0031-55
	> 1,70 m	60 cm	11-0021-60	11-0026-60	11-0031-60

## Productsamenstelling

Polyester, Katoen, Nylon, PU Schuimpolstering, Aluminium en POM





## Kniebandage met polycentrisch scharnier

### Kenmerken en Voordelen

- Zachte en flexibele zahopreen verschaft comfort en blijft goed ter plaatse zitten.
- Elastische banden boven en onder de knie verzekeren bijkomende fixatie en vermijden het insnoeren of afzakken.
- Bijkomende patella ring voor extra steun.
- Het polycentrisch scharnier volgt de anatomische kniebeweging.
- Licht elastisch materiaal in de knieholte laat een goede ventilatie toe en vermijdt irritatie van de huid in die regio.

### Indicaties

- Knie trauma (ligamentletsels) van de collaterale ligamenten
- Lichte instabiliteit van de knie



**Dijbeen omtrek 15 cm boven de patella**

**Maat**

**Code Nr.**

36 - 39 cm

X-Small

11-0022-XS

39 - 43 cm

Small

11-0022-S

43 - 48 cm

Medium

11-0022-M

48 - 53 cm

Large

11-0022-L

53 - 58 cm

X-Large

11-0022-XL

58 - 64 cm

XX-Large

11-0022-XXL

### Productsamenstelling

Zahopreen, Polyester, Nylon, Aluminium en POM

# Kniebandage met spiraalveer



## Kenmerken en Voordelen

- Zachte en flexibele zahopreen verschaft comfort en blijft goed ter plaatse zitten.
- Elastische banden boven en onder de knie verzekeren bijkomende fixatie en vermijden insnoeren of afzakken.
- Bijkomende patella ring voor extra steun.
- Licht elastisch materiaal in de knieholte laat een goede ventilatie toe en vermijdt irritatie van de huid in die regio.

## Indicaties

- Lichte knietrauma
- Patella instabiliteit



**Dijbeen omtrek 15 cm boven de patella**

**Maat**

**Code Nr.**

34 - 39 cm

Small

11-0023-S

40 - 45 cm

Medium

11-0023-M

46 - 51 cm

Large

11-0023-L

52 - 57 cm

X-Large

11-0023-XL

58 - 64 cm

XX-Large

11-0023-XXL

### Productsamenstelling

Zahopreen, Polyester, Nylon, Aluminium en POM



## Post Trauma Knee Dressing (PTKD)

De PTKD is een snel en gemakkelijk aan te leggen compressief knieverband. Bovendien geeft de bijkomende posterieure rigide staaf extra ondersteuning aan de knie.

### Kenmerken en Voordelen

- Zachte en comfortabele PU mousse met badstof binnenbekleding verschaft een aangename compressie voor de knie.
- Gemakkelijk aan te leggen en te verwijderen met eenvoudige klittenbandsluiting (bijvb voor snelle wondinspectie).
- De 15 mm dikke mousse zorgt al voor een bewegingsbeperking van de knie. Bovendien verschaft de additionele posterieure aluminium nog extra ondersteuning.
- Beperkte voorraad omwille van de universele maat.

### Indicaties

- Intra-articulaire knie letsels
- Post-arthroscopische behandeling van collaterale en kruisband letsels

Type	Brace lengte	Code Nr.
1 stuk (Plastic)	38 cm	11-0025-1
Doos 6 stuks	38 cm	11-0025-6



#### Productsamenstelling

Polyester,  
PU Schuimpolstering,  
Nylon en Aluminium



## Kenmerken en Voordelen

- BracelID® enkelorthese met Vetersluiting is een lichtgewicht, extreem zacht aanvoelend en comfortabele enkelbandage.
- Een kit met baleinen: meer rigide en anatomisch gevormde <sup>(1)</sup> of rechte flexibele plastic baleinen <sup>(2)</sup> verschaffen patiënt de keuze tussen stabiliteit en comfort.
- Dunne & veilige cijfer-8-banden in combinatie met de circulaire fixatie elastiek rond de enkel, bezorgen een exceptionele steun.
- Spacer/3D textiel elementen zorgen voor een betere ventilatie van de huid.
- Zonder gestikte naad onder de hiel = comfort.
- Past voor linker en rechter voet.

## Indicaties

- Lichte tot matig ernstige enkelverstuikingen (functionele behandeling).
- Preventie: voorkoming van recidieven
- Stabiliseren van chronisch zwakke enkel



Enkelomtrek	Maat	Code Nr.
25,5 - 28 cm	X-Small	11-0008-XS
28 - 30,5 cm	Small	11-0008-S
30,5 - 33 cm	Medium	11-0008-M
33 - 35,5 cm	Large	11-0008-L
35,5 - 38 cm	X-Large	11-0008-XL

**Productsamenstelling**  
Nylon, Polyester, Spandex, PP





# Functionele Stirrup Enkelorthese

## Kenmerken en Voordelen

- BracelD® Enkel Stirrup is uitgerust ofwel met opblaasbare, of voorgevormde mousse polsterkussens zodat de arts of patiënt kan kiezen wat het beste past bij de omstandigheden van het herstel.
- De luchtkussens zijn bedekt met textiel (flanel) aan de huidzijde, hetgeen het draagcomfort sterk verbetert.
- Polsteringen kunnen eenvoudig verwisseld worden in de KIT-versie door ze vast te hechten aan MicroHook strookjes aan de binnenzijde van de schelpen.
- De luchtkussens zijn meer geschikt voor gebruik in het acute stadium, terwijl de mousse polsterkussens, met een hogere densiteit en lager profiel, zorgen voor meer stabiliteit in de functionele fase van de revalidatie.

## Indicaties

- Ernstige en semi-acute enkeldistorties (functionele of post-operatieve behandeling)
- Stabiele malleolaire fracturen
- Nabehandeling van fracturen in de revalidatiefase

## Notities

- KIT = enkel brace met 3 componenten (plastic schelpen + lucht + foam polstering)
- Gemakkelijk in breedte aan te passen om voet/enkel te stabiliseren
- Past eenvoudig in een traditionele schoen

Omschrijving	Adult/Senior > 1,60m	Junior < 1,60m
Ankle Stirrup - AIR Padding	11-0003-UA	11-0003-JA
Ankle Stirrup - Foam Padding	11-0003-UF	11-0003-JF
Ankle Stirrup - KIT (air + foam)	11-0003-UK	Not available

### Productsamenstelling

Nylon, Polyester, EVA & LDEP Schuimpolstering en POM





## Kenmerken en Voordelen

- Dun verband dat in de meeste schoenen past.
- Ademend zahopreen materiaal zorgt voor een goede ventilatie van de huid.
- Twee gekruiste elastische banden geven goede ondersteuning aan het enkelgewricht. De voetinstap is elastisch waardoor de bloedcirculatie minder snel wordt afgesneden.
- De open hiel zorgt voor voldoende bewegingsvrijheid tijdens dagelijkse en sportactiviteiten.

## Indicaties

- Deze bandage ondersteunt fragiele, pijnlijke of geblesseerde enkelgewrichten.
- Helpt nieuwe kwetsuren te voorkomen en is geschikt voor dagelijkse activiteiten, recreatie en sport.



Enkelomtrek	Maat	Code Nr.
25 - 41 cm	Universal	11-0007-U

## Productsamenstelling

Nylon, Polyester, Spandex



# Shield Walkers Hi Top

## Kenmerken en Voordelen

- Stevige en lichtgewicht Walker met positioneerbare schelpen voor bijkomende stabiliteit.
- Goede afrollende zool en stabiel tussenvlak voor gemakkelijke stand.
- Opblaasbare binnenbekleding voor het beter omvatten van de voet en been, en het verschaffen van extra comfort (air versie).
- Eenvoudige klittenbandsluitingen met D-Ringen voor een strakkere fixatie.
- Extra polsterstukjes beschikbaar om het comfort te verhogen.
- Met hielwigg<sup>(1)</sup>, in de Walker aan te brengen, kan de voet in equinus stand gezet worden.



## Indicaties

- Acute enkel distorsies en wekedelen letsels van het onderbeen, enkel of voet
- Stress fracturen en stabiele of intern gefixeerde fracturen van de voet en enkel
- Achillespees letsels na chirurgisch herstel

Maat	Schoenmaat	Standaard model	Air model
Small	36 - 39	12-0006-S	12-0002-S
Medium	39 - 43	12-0006-M	12-0002-M
Large	43 - 46	12-0006-L	12-0002-L
X-Large	+ 46	12-0006-XL	12-0002-XL

## Productsamenstelling

Polyester, PU Schuimpolstering, Nylon, Glasvezel en Plastic





## Kenmerken en Voordelen

- Stevige en lichtgewicht Walker met positioneerbare schelpen voor bijkomende stabiliteit.
- Goede afrollende zool en stabiel tussenvlak voor gemakkelijke stand.
- Opblaasbare of standaard binnenbekleding voor het beter omvatten van de voet en het verschaffen van extra comfort (air versie).
- Eenvoudige klittenbandsluitingen met D-Ringen voor een strakkere fixatie.
- Extra polsterstukjes beschikbaar om het comfort te verhogen.
- Alternierende pneumatische compressie bij het wandelen reduceert plaatselijke zwelling.

## Indicaties

- Immobilisatie na voet- of teenchirurgie
- Zware enkeldistorsies
- Metatarsaal fracturen
- Voor-of middenvoet letsels

Standaard



Maat	Schoenmaat	Standaard model	Air model
Small	36 - 39	12-0008-S	12-0010-S
Medium	39 - 43	12-0008-M	12-0010-M
Large	43 - 46	12-0008-L	12-0010-L
X-Large	+ 46	12-0008-XL	12-0010-XL

### Productsamenstelling

Polyester, PU Schuimpolstering, Nylon, Glasvezel en Plastic

Air







## Kenmerken en Voordelen

- Stevige en lichtgewicht Walker.
- Goede afrollende zool en stabiel tussenvlak voor gemakkelijke stand.
- Eenvoudige klittenbandsluitingen met D-Ringen voor een strakkere fixatie.
- Side pulls ter hoogte van de opwaartse staven bedekken de klittenband om het aanleggen te vergemakkelijken. Éénmaal aangelegd worden deze verwijderd. <sup>(1)</sup>
- Extra polsterstukjes beschikbaar om het comfort te verhogen.
- Ook verkrijgbaar in een korte versie.



Standaard

## Indicaties

- Acute enkel distorsies en wekedelen letsels van het onderbeen, enkel of voet
- Stress fracturen en stabiele of intern gefixeerde fracturen van de voet en enkel
- Achillespees letsels na chirurgisch herstelfoot and ankle
- Achilles tendon repair
- Achilles tendon repair

Size	Shoe size	Standard model	Air model
Small	36 - 39	12-0001-S	12-0009-S
Medium	39 - 43	12-0001-M	12-0009-M
Large	43 - 46	12-0001-L	12-0009-L
X-Large	+ 46	12-0001-XL	12-0009-XL

## Productsamenstelling

Polyester, PU  
Schuimpolstering,  
Nylon, Glasvezel  
en Plastic



## Short Regular Walker



### Kenmerken en Voordelen

- Lichtgewicht korte Walker.
- Goede afrollende zool en stabiel tussenvlak voor gemakkelijke stand.
- Standaard binnenbekleding die de enkel en voet goed omvat en extra comfort verschaft.
- Eenvoudige klittenbandsluitingen met D-Ringen voor een strakkere fixatie.
- Extra polsterstukjes zijn bijgeleverd om het comfort te verhogen.

### Indicaties

- Immobilisatie na voet- of teenchirurgie
- Zware enkeldistorsies
- Metatarsaal fracturen
- Voor- of middenvoet letsels



Maat	Schoenmaat	Standaard model
Small	36 - 39	12-0016-S
Medium	39 - 43	12-0016-M
Large	43 - 46	12-0016-L
X-Large	+ 46	12-0016-XL

### Productsamenstelling

Polyester, Nylon, Spandex,  
PU Schuimpolstering en Plastic



## ROM Walkers (Standard liner/AIR liner)

### Kenmerken en Voordelen

- Stevige en lichtgewicht Walker met scharnier om het enkelgewricht gecontroleerd te laten bewegen volgens de toegelaten graden, of te fixeren in een bepaalde houding.
- Goede afrollende zool en stabiel tussenvlak voor gemakkelijke stand.
- Opblaasbare binnenbekleding voor het beter omvatten van de voet en been, en het verschaffen van extra comfort (air versie).
- Eenvoudige klittenbandsluitingen met D-Ringen voor een strakkere fixatie.
- Side pulls ter hoogte van de opwaartse staven bedekken de klittenband om het aanleggen te vergemakkelijken. Eenmaal aangelegd worden deze verwijderd.
- Extra polsterstukjes beschikbaar om het comfort te verhogen.



### Indicaties

- Acute enkel distorsies en wekedelen letsels van het onderbeen, enkel of voet
- Stress fractures en stabiele of intern gefixeerde fractures van de voet en enkel
- Achillespees letsels na chirurgisch herstel
- Vroege rehabilitatie na een waaier van postoperatieve en posttraumatische indicaties die een gefixeerde of gecontroleerde flexie/extensie beweging nodig hebben

Maat	Schoenmaat	Standaard model	Air model
Small	36 - 39	12-0003-S	12-0004-S
Medium	39 - 43	12-0003-M	12-0004-M
Large	43 - 46	12-0003-L	12-0004-L

### Productsamenstelling

Polyester, PU Schuimpolstering, Nylon, Glasvezel en Plastic





## Kenmerken en Voordelen

- Lichtgewicht en robuuste Walker voor kinderen.
- Eenvoudig aan te leggen mousse bekleding.
- Goede verankering van klittenbanden in de opstaande beugels en strakke fixatie door D-Ring sluiting.
- Anterieure en posterieure plastic schelpen zorgen voor een completere steun en bescherming.
- Gebruik van extra polsterstukjes om comfort te verhogen.
- Brede zool met intermediaal vlak voor effectieve stand en goede voetafroling.

## Indicaties

- Na fracturen aan voet of enkel
- Ernstige distorsies
- Achillespees release
- Tibialis Anterior verlegging
- Correcties voor tiplopers

Maat	Schoenmaat	Standaard model
Small	21 - 23	12-0007-S
Medium	24 - 26	12-0007-M
Large	26 - 30	12-0007-L
X-Large	31 - 33	12-0007-XL

### Productsamenstelling

Polyester, PU foam, Nylon, Fibre Glass, Plastic





Notities

Schrijf hier uw opmerkingen

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



## Over BraceID

**BraceID®** is een merk van Orthobroker en omvat een gamma orthopedische bandages, orthesen en bracen.

Ons objectief is de klant kwalitatieve producten te bezorgen aan een eerlijke en competitieve prijs.

**BraceID®** biedt kwaliteit aan een voordelige prijs.

## Hoe wij werken

Bij de ontwikkeling van de **BraceID®** bandages en orthesen houden we steeds rekening met volgende eigenschappen en doelstellingen:

- Gebruik van comfortabele materialen
- Anatomisch design patronen
- Goedzittende producten
- Efficiente ondersteuning van het getroffen lichaamsdeel
- Hoge doeltreffendheid en patiëntentevredenheid



## Over Orthobroker

Orthobroker bvba werd opgericht in 2007 door Patrick Garmyn. Begin 2009 werden de commerciële activiteiten gestart. Met decennia ervaring in de paramedische en orthopedische sector enerzijds en onze ruime kennis van de internationale markt voor medische producten anderzijds, kunnen we gemakkelijk inspelen op de specifieke noden en wensen van onze klanten. We combineren daarbij klinische expertise met een degelijke product- en marktkennis.

Orthobroker levert eigen producten aan de medische groothandel die vooral gespecialiseerd is in de verkoop van orthopedische bandages. Wij ontwikkelen onze producten, controleren het productieproces en zorgen voor de CE-markering. Sedert maart 2016 zijn wij ook ISO 13485 gecertificeerd waardoor we een nog betere kwaliteitsgarantie kunnen bieden aan onze klanten.

**Orthobroker is specialist in de ontwikkeling en verkoop van orthopedische en post-operatieve braces, orthesen en bandages. Wij ontwerpen, produceren en commercialiseren het gamma BraceID® voor klanten in binnen- en buitenland. Producten van Orthobroker worden reeds verkocht via distributeurs in de meeste Europese landen en een paar regio's daarbuiten.**

## Orthobroker België

In België werkt Orthobroker rechtstreeks samen met specialisten zoals orthopedische techniekers en in ziekenhuizen.

Orthobroker verkoopt in België in de eerste plaats orthopedische braces, orthesen en bandages van de eigen productenlijn BraceID®.

Daarnaast, en exclusief voor België, verdelen we een aantal unieke producten van andere leveranciers zoals

- Pluspoint III 4-Punts Knie Brace van Orthoservice
- SternShield Sternum Support Harnas
- Orthopedische Materialen voor maatwerk

Voor een volledig productoverzicht verwijzen we u naar [www.braceid.com](http://www.braceid.com).

Eigen beheer van alle processen is onze grootste troef, dit zorgt voor een grote flexibiliteit. Zodoende kunnen we gemakkelijk inspelen op specifieke behoeften in de markt.



Vind ons op  
social media



braceid.official



braceid.official  
#braceid

Scan mij!



## ORTHOBROKER

Orthobroker BV  
Ter Stratenweg 11  
BE-2520 Ranst  
Belgium - headquarter

+32 3385 1075  
info@orthobroker.com  
www.braceid.com